

## ALZAMALATI DA TERRA

**Ref. SA-10**



### Descrizione

Alzamalati a piantana da terra costituito da una solida base in acciaio verniciato con tappi in Polietilene, un tubo di giunzione, un tubo superiore sagomato ed una maniglia a triangolo con cinghia regolabile. Struttura regolabile in altezza.

### Destinazione d'uso

Supporto utilizzato dai pazienti per afferrarsi e sollevarsi, o per cambiare posizione o per avere un aiuto per alzarsi dal letto. Destinato all'impiego in ambito ospedaliero, sanitario e domiciliare.


## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y123009	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	335164/R	
Codice Nomenclatore Tariffario	18.12.91.003	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio (Intermed)	2010	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

## Caratteristiche Tecniche

Materiali	Struttura in acciaio cromato e verniciato. Tappi in Polietilene.
Dimensioni	Altezza regolabile: 182 - 200 cm. Larghezza: 66 cm. Lunghezza: 87,4 cm.
Peso	11 kg
Portata massima	80 kg

## Immagini del dispositivo



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

## Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	<p>Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.</p> <p>Accertarsi che l'alzamalati sia ben posizionato su una superficie rigida ed in piano.</p> <p>Controllare lo stato della cinghia del triangolo e le viti di fissaggio della struttura.</p> <p>Regolare opportunamente la lunghezza della cinghia e l'altezza della struttura.</p> <p>Assistere il paziente in fase di elevazione e prestare attenzione durante l'utilizzo dell'alzatesta dei letti.</p> <p>Non manomettere o modificare le parti componenti il dispositivo.</p> <p>Evitare movimenti bruschi ed oscillazioni pericolose.</p> <p>Non superare la portata massima.</p>
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	<p>Per mantenere l'efficienza dell'alzamalti e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i component della struttura, la tenuta della cinghia ed il triangolo di presa.</p> <p>Pulire con panno morbido utilizzando detergenti non aggressivi. Non utilizzare sostanze acide né spugne abrasive.</p>
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
SA-10	Alzamalati a piantana da terra.	1

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.

